


Marqueurs clairement visibles

Marqueurs FlexiCoil™



Les marqueurs FlexiCoil offrent une image unique avec des nœuds d'extrémité clairement visibles dans toutes les modalités d'imagerie kV et MV courantes. D'autres « marqueurs de ligne » peuvent être difficiles à identifier dans les images radiographiques. Toutefois, le marqueur FlexiCoil résout ce problème avec sa projection d'image unique.

- La construction de l'enroulement en or creux et flexible minimise les objets
- Points de terminaison clairement visibles
- La conception hélicoïdale maximise la stabilité
- Images kV et MV visibles



Description	Référence
Aiguille de positionnement stérile (18GA ETW x 20cm) avec marqueur FlexiCoil et 2 nœuds par marqueur (0,9 x 10mm)	MTCTXFC09101820
Aiguille de positionnement stérile (17GA ETW x 20cm) avec marqueur FlexiCoil et 2 nœuds par marqueur (1,2 x 10mm)	MTCTXFC12101720
Aiguille de positionnement stérile (18GA ETW x 20cm) avec marqueur FlexiCoil et 2 nœuds par marqueur (0,9 x 20mm)	MTCTXFC09201820
Aiguille de positionnement stérile (17GA ETW x 20cm) avec marqueur FlexiCoil et 2 nœuds par marqueur (1,2 x 20mm)	MTCTXFC12201720



Radiation Oncology

WWW.CIVCO.COM/RO | 800.842.8688 | +1 712.737.8688

COPYRIGHT © 2014, CIVCO IS A REGISTERED TRADEMARK OF CIVCO MEDICAL SOLUTIONS. FLEXICOIL IS A TRADEMARK OF CIVCO. ALL PRODUCTS MAY NOT BE LICENSED IN ACCORDANCE WITH CANADIAN LAW. 2012P0820-1