




Marqueurs clairement visibles

Marqueurs de clichés or

Planification • Suivi des tumeurs intrafractionnelles

Imagerie avant traitement • Décalage

Les marqueurs de clichés implantables offrent une méthode extrêmement efficace permettant une localisation de cible précise des tumeurs et organes en mouvement par rapport à l'anatomie externe.



	Marqueur or	Aiguille
Marqueurs or moletés (préchargés dans une aiguille stérile)	0,9 x 3,0mm	18ga x 12cm
	0,9 x 3,0mm	18ga x 20cm
	1,2 x 3,0mm	17ga x 20cm
	1,2 x 3,0mm	17ga x 30cm
	1,6 x 3,0mm	14ga x 20cm
	1,0 x 5,0mm	18ga x 20cm
	0,8 x 10,0mm	18ga x 20cm
	1,2 x 10,0mm	17ga x 20cm
Marqueurs couplés (préchargés dans une aiguille stérile)	0,8 x 3,0mm	18ga x 20cm
	1,0 x 3,0mm	17ga x 20cm
	1,0 x 3,0mm & 1,2 x 3,0mm	17ga x 20cm
Marqueurs or moletés (conditionnement en vrac)	0,8 x 3,0mm	
	0,9 x 3,0mm	
	1,2 x 3,0mm	
	1,0 x 5,0mm	

Caractéristiques spéciales

- Surface moletée pour promouvoir la stabilité
- Clairement visible en modalités kV et MV
- Approuvé pour tous les sites de tissus mous
- Disponible sous forme de marqueurs couplés et dans les tailles Cyberknife®

Flexibilité des interventions

- Disponible à l'état préchargé et prêt au déploiement
- Feuille d'or volante pour méthodes d'administration alternatives
- Livré prêt à l'emploi pour les procédures en milieu stérile



WWW.CIVCO.COM/RO | 800.842.8688 | +1 712.737.8688



Radiation Oncology